

Lämna avföringsprov för bakterieodling eller parasitundersökning – PCR

Förberedelser

- Använd provtagningssetet med provtagningspinne och rör med vätska som du fått av den mottagning som har beställt provet.
- Märk röret med namn, personnummer och datum för provtagningen.



Gör så här

1. Öppna förpackningen och ta ut provtagningspinnen.
2. Ta prov från avföring på toalettpapper eller för in provtagningspinnen en liten bit innanför ändtarmsmyrningen direkt efter avföring.
3. Roterat provtagningspinnen i avföringen så att bomullstoppen färgas av avföring.
4. Skruva av korken på transportröret och sätt i provtagningspinnen. Vätskan i transportröret ska vara kvar!
5. Bryt sedan av provtagningspinnen på mitten där det finns en markering. Halvan med bomullstoppen ska vara kvar i röret och den andra halvan kastas.
6. Skruva på korken ordentligt.



Förvaring och transport

Förvara provet kallt (kylskåpstemperatur) fram till transport.

Lämna provet till den mottagning som har beställt provet eller laboratorium så fort som möjligt, senast nästa förmiddag.