

Lämna avföringsprov för parasitundersökning – mikroskopi

Förberedelser

- Använd provtagningssetet bestående av ett rör med formalinlösning och sked, som du får av den mottagning som har beställt provet.
- Märk röret med namn, personnummer och datum för provtagningen.

Gör så här

- Använd potta eller ordentligt med papper i toalettstolen vid provtagningstillfället.
- Skruva av locket på röret med formalinlösningen och använd den sked som sitter fast i locket.
- Ta 1–2 skedar avföring och lägg i röret.
- Skruva fast locket ordentligt och vänd röret upp och ner flera gånger så att provet blandas ordentligt med formalinlösningen.

Om flera prover ska lämnas för undersökning, upprepas provtagningen nästa gång du bajsar.

Förvaring och transport

Förvara röret eller rören i rumstemperatur i försluten plastpåse och lämna till den mottagning som beställt provet eller laboratorium.



Laboratoriemedicin, Region Värmland, giltig till och med 2027-06-02