



Avsändaretikett	Patientetikett	Röretikett (RID)
-----------------	----------------	------------------

Remiss: Missbruksanalyser Klinisk kemi, Region Värmland
 webbsida: <https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling>
 Tfn: 010-839 15 00 E-post: laboratoriemedicin.varmland@regionvarmland.se

Läkare/behandlingsansvarig:

Extra svarsmottagare:

Screeninganalyser

GUL(PP)

- ☐ U-Amfetaminer/Ecstasy (screen)
- ☐ U-Bensodiazepiner (screen)
- ☐ U-Buprenorfin (screen)
- ☐ U-Cannabinoider (screen)
- ☐ U-Kokain (screen)
- ☐ U-Opiater (screen)

☐ Verifiering önskas av följande analyser:

.....

.....

.....

.....

Provtagare:

.....

Provtagarens signatur

.....

Provtagningsdatum

.....

Tidpunkt

☐ Anamnes/Information till laboratoriet:

.....

.....

.....


.....

.....

ANVISNINGAR

- Markera önskade analyser med ett kryss
- Ange om verifiering önskas
- Fyll i provtagningsdatum
- Fyll i remitterande läkare/behandlingsansvarig
- Förse provröret med patientetikett
- Fyll röret med urin till max 1 cm från övre kanten
- Signera och datera sigilletikett
- Försegla röret med sigilletikett enligt bild →

Plaströr (10 mL) av polypropenplast med gult skruvlock
 Beställs i Inköpsportalen
 art. nr: 10004673



Förseglingssigill

Beställs genom
 Laboratoriet klinisk kemi Karlstad
 Telefon: 010-839 15 00

Vid analys av missbruksmedel utförs först screening med immunokemisk metod. Positiva resultat ska verifieras med annan mer avancerad metodik i de fall juridisk säkerhet erfordras. **Anges då på remissen.**

Det är viktigt att provlämnarens identitet säkerställs och att provmaterialets integritet bibehålls. Detta uppnås genom säker provtagning, märkning, förvaring och transport. **Obs! Övervakad provtagning.**

Analys av kreatinin ingår alltid för att kontrollera provets utspädningsgrad (till följd av stort vätskeintag och eventuell avsiktlig utspädning). Vid resultat mindre än 2 mmol/L blir negativa resultat osäkra.