


## Rekommenderade provtagningsrör

Förteckning över urval av rekommenderade rör. För övrig information se provtagningsanvisningar.

Rekommenderade provtagningsrör	Fyllnadsvolym Proppfärg Tillsats	Artikelnummer för Inköpsportalen (BD)	
	3 mL Ljusgrön LH Li-heparin med gel	10000562 (368497)	
	4 mL Mörkgrön LH Li-heparin	40014857 (368496)	
	3 mL Ljuslila K2E K2EDTA	10019022 (368499)	
	6 mL Lila K2E K2EDTA  <b>Obs!</b> Ej till hematologi	10000555 (365900)	
	4 mL, 6 mL Röd CAT Serum med koagulationsaktivator	4 mL 10000536 (365904)	6 mL 10008200 (367819)
	3,5 mL, 5 mL Guldgul CAT Serum med gel och koagulationsaktivator	3,5 mL 10000563 (368498)	5 mL 10008199 (366566)
	4 mL Mörkblå NH Na-heparin	10000532 (369623)	
	2 mL Grå FX Na-fluorid/K-oxalat	10009383 (368920)	

Rekommenderade provtagningsrör	Fyllnadsvolym Proppfärg Tillsats	Artikelnummer för Inköpsportalen (BD)
	3 mL Rosa FX FC-Mix	10000569  (454513, Greiner Bio-One)
	2,7 mL Ljusblå 9NC Na-citrat 3,2%	10001642  (364305)
	1,8 mL Ljusblå/transparent 9NC Na-citrat 3,2%	10017232  (368273)
	0,8 mL MiniCollect med gel Ljusgrön LH Li-heparin	10021863  (450535, Greiner Bio-One)
	0,5 mL Microtainer MAP-rör Lila K2E K2EDTA	10021697  (363705)
	1,0 mL MiniCollect Röd Z Serum Clot Activator	10021864  (450534, Greiner Bio-One)
	10 mL Gul skruvkork PP Sterilt, konisk botten	10004673  (62.9924.284, Sarstedt)
	6,5 mL Gul Z Urine No Additive	10009238  (476081, Vacuette)
	Strå till urinrör	10027890  (11.1240.100, Sarstedt)

Utarbetad av: Magdalena Dahlqvist