

Remiss, tromboelastografi (ROTEM)

Patientidentitet	Prov taget
	Datum: _____
	Tidpunkt: _____

Ansvarig läkare, namn: _____		Telefonnummer: _____
Avdelning: _____	JA Heparinbehandlad? ☐	
Diagnos & frågeställning: _____	Gravid 3:de JA trimester/nyförlöst? ☐	

PROVTAGNING:
1 rör 2,7 mL Ljusblå propp (9NC Coagulation sodium citrate 3,2 %) alt 2 rör 1,8 mL
ljusblå/transparent propp (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%).
Viktigt att **röret är fyllt till markering** och ID-märkt.
Prov ska levereras till blodcentralen för analys inom 4 timmar, alternativt inom 1 timme om
heparinbehandlad patient.
Transport med rörpost är tills vidare **inte godkänt**.

PROV OCH REMISS LÄMNAS SNARAST TILL BLODCENTRALEN!

Vid frågor kontakta Blodcentralen CSK på telefon 91580

Utarbetad av: Amanda Svorén